


# ピロリ菌ウレアーゼ測定器

モノクローナル抗体で*H.pylori*ウレアーゼのみを検出


## Helicotac

ピロリ菌ウレアーゼ測定器 ヘルコタック PYL-1100



PYL-1100は、胃粘液中のヘリコバクターピロリ (*H.pylori*) ウレアーゼをモノクローナル抗体により吸着させ、当社独自のpHセンサにより免疫学的に検出します。  
 検体溶液と固相チップの免疫反応から*H.pylori*の存在を示す $\Delta$ pHを得るまで、約20分と迅速です。

### 1. 抗原抗体反応



### 2. ウレアーゼ活性の測定

